

FICHA TÉCNICA
FT-PT-ASG-016 • Rev. 18
Vigente desde: Jul. 19/19
Página 1 de 1


**Desensibilizantes
Dentales**

FLUOFAR
Neutral Sodium Fluoride 2%

eufar
LíneaDental

Este producto ha sido manufacturado cumpliendo los requisitos de la norma internacional ISO 13485:2016 que garantiza calidad, seguridad y eficacia para el sector salud.

- **Descripción y uso**

Es un remineralizante y desensibilizante, de pH neutro, indicado en los siguientes casos de sensibilidad dental:

Después de los procedimientos de blanqueamiento, tallado, cavidades profundas, post-ortodoncia y abrasión generalizada por cepillado.

- **Aspecto físico**

Gel homogéneo, viscoso, transparente, libre de olor y de partículas extrañas.

- **Ingrediente activo**

Fluoruro de Sodio al 2%

- **Presentaciones**

Colapsible x 50 mL.
Colapsible x 200 mL.

- **Vida útil**

3 años.

- **Riesgo**

Ila.

- **Condiciones de almacenamiento**

Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

- **Observación**

Uso profesional odontológico.

- **Precaución**

No consumir alimentos una hora después del tratamiento.

Registros Sanitarios

Reg. (COL.) INVIMA 2011DM-0007516
Reg. (BOL.) DI-46777/2017
Reg. (PER.) DM5484E
Reg. (ECU.) DM-1331-03-07

Este documento es emitido por Eufar; está limitada su reproducción y es DOCUMENTO NO CONTROLADO
Fuente: Método Interno Eufar.

 **eufar.com**

Fabricado por Laboratorios EUFAR S.A.
Línea de servicio al cliente (571) 6254455
Bogotá, Colombia